

# ISTRUZIONI TECNICHE

---

Informazioni relative all'aggiornamento di **GlucoMagic**

**GlucoMagic**

# GlucoMagic

## Servizio di Assistenza :

[info@meteda.it](mailto:info@meteda.it),

0735 783021 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 17,30



**Fabbricante:** METEDA S.r.l.

Via Silvio Pellico, 4 – 63074 San Benedetto del Tronto – Italia

**Nome Prodotto:** GlucoMagic

---

## 1. Procedura di aggiornamento del GLUCOMAGIC

L'aggiornamento del dispositivo *GlucoMagic* viene effettuato tramite un unico installer che non richiede diritti di amministratore ed effettua le seguenti operazioni:

1. Aggiorna il firmware del *GlucoMagic* (se necessario – ovvero se precedente alla versione contenuta nell'installer).
  2. Aggiorna il software di scarico dati che risiede su *GlucoMagic* (se necessario – ovvero se precedente alla versione contenuta nell'installer).
- ❖ Accedere al seguente link per il download del file di installazione:  
[www.metedasupport.com/MSC/AggiornaGlucoMagicTutti.zip](http://www.metedasupport.com/MSC/AggiornaGlucoMagicTutti.zip)
  - ❖ Decomprimere il file .zip scaricato ed eseguire il file:  
***AggiornaGlucoMagic-METEDA-AbilitaTutti-X.X.X.0.exe***

- ❖ In caso di segnalazioni da parte dell'antivirus, esercitare le opzioni per consentire l'esecuzione dell'installer, viene riportato un esempio di segnalazione da Windows Defender:



Figura 1

- ❖ Verrà richiesto di collegare *GlucoMagic* al PC con il cavo microUSB fornito in dotazione



Figura 2

- ❖ Inizierà la ricerca del dispositivo *GlucoMagic*, potrebbe essere necessario attendere fino a 40 secondi



Figura 3

- ❖ La procedura di aggiornamento inizierà automaticamente, la finestra di log mostrerà la sequenza con l'esito delle operazioni:



Figura 4

- ❖ Al termine della procedura di aggiornamento è possibile scegliere se spegnere (scelta consigliata) o lasciare acceso *GlucoMagic*



Figura 5

- ❖ Quando il processo si è concluso è possibile chiudere tutte le finestre che risultano aperte e fare click sul tasto fine della finestra di installazione.

Per la lista degli strumenti supportati ed ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina dedicata sul sito web METEDA:

<https://www.meteda.it/prodotto/glucomagic/>